

شرکت مهندسی پزشکی

دنا ژن تجهیز

تلفن : 02166840435 - 02166381730

فکس: 02166381730

موبایل: 09120757486 - 09120351457


وبسایت: [www.denagene.com](http://www.denagene.com)

ایمیل: [denagenetajhiz@gmail.com](mailto:denagenetajhiz@gmail.com)

آدرس شرکت: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان هیئت پلاک 15 - پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس - بخش سلامت و پزشکی

## راهنمای دستگاه وسترن بلات

### Manual for Western Blotting Unit



این راهنمای استفاده برای همه دستگاه‌های وسترن بلات شرکت دنا ژن تجهیز قابل استفاده می‌باشد.

4	..... مقدمه
4	..... هشدارهای ایمنی
4	..... دستور العمل‌های نگهداری دستگاه
5	..... مشخصات فنی
5	..... ویژگی‌های دستگاه
5	..... تکنیک بلاتینگ
6	..... روش‌های انتقال پروتئین
7	..... غشاهای مورد استفاده در بلاتینگ
7	..... روش انتقال در تانک
8	..... مواد لازم جهت انجام تکنیک ایمونوبلات
8	..... روش آزمایش
9	..... انتخاب بافر در الکتروبلات
9	..... رنگ آمیزی عمومی پروتئین‌ها در غشا
10	..... رنگ آمیزی قابل برگشت با پانسو-اس
10	..... رنگ آمیزی قابل برگشت با آمیدوبلک
10	..... رنگ آمیزی غیر قابل بازگشت با کوماسی بلو
11	..... رنگ‌آمیزی غیر قابل برگشت با آمیدوبلک
11	..... رنگ آمیزی مارکرهای پروتئینی
11	..... تشخیص اختصاصی پروتئین‌ها در غشا
11	..... تکنیک وسترن‌بلاتینگ
12	..... مرحله مسدودسازی
13	..... تشخیص با آنتی‌بادی
13	..... مواد
14	..... روش آزمایش
14	..... نکات مهم تکنیک وسترن‌بلات
15	..... مشکلات احتمالی تکنیک وسترن‌بلات و راه حل

## مقدمه

با پیشرفت چشم‌گیری که علوم سلولی و مولکولی در حال تجربه‌کردن می‌باشد، نیاز کشورمان نیز به این علم و فرآورده‌های آن روز به روز در حال افزایش می‌باشد. شرکت دنا ژن تجهیز نیز توانسته است با تولید محصولاتی اساسی در این بخش، نیاز محققین میهن‌مان به تجهیزات و محصولات خارجی را هرچند اندک، مرتفع نمایند.

ضمن تشکر از انتخاب تانک‌های وسترن بلات شرکت دناژن تجهیز، به اطلاع می‌رساند تانک‌های وسترن بلات شرکت دنا-ژن تجهیز با مطالعه عمیق بهترین برندهای معتبر تولیدکننده در دنیا و همچنین نیازهای محققین و متخصصین کشور، توانسته است با استفاده از مرغوب‌ترین مواد اولیه بهترین محصول را در خدمت محققین و متخصصین کشورمان قرار دهد. کلیه محصولات دناژن تجهیز قبل از تحویل به مشتری تحت کنترل کیفی و آزمون‌های سلامتی کامل قرار می‌گیرند. امید است با ساخت تولیدات با کیفیت، دنا ژن بتواند رضایت مشتریان خود را جلب نماید.

## هشدارهای ایمنی

- ❖ قبل از هرگونه استفاده دستگاه، دستورالعمل استفاده از آن را مطالعه کنید.
- ❖ اکریل‌آمید ماده‌ای فرار، جهش‌زا و نیز سرطان‌زا می‌باشد. در هنگام کار با آن، پوشش مناسب داشته باشید.
- ❖ ولتاژ بیشتر از حداکثر ولتاژ عملکردی دستگاه وسترن بلات به آن اعمال ننمایید.
- ❖ از منبع تغذیه نامناسب جهت تامین جریان و ولتاژ استفاده نشود. توصیه می‌شود از پاورسوپلای مدل DGT- UNIVERSAL شرکت دنا ژن تجهیز استفاده نمایید.
- ❖ تانک را بیشتر از حداکثر ظرفیت آن با بافر پر نکنید.
- ❖ در هنگام run کردن نمونه، تانک را جابجا نکنید.

## دستور العمل های نگهداری دستگاه

- ❖ به منظور جداسازی safety lid، انگشت‌های شست را با قراردادن بر روی گوشک‌های پلاستیکی به طرف پایین فشار دهید و لید را به صورت عمودی با انگشتان بلند کنید.
- ❖ قبل از استفاده دستگاه را تنها با آب مقطر تمیز و خشک نمایید.
- ❖ پلاستیک اکریلیک در مقابل ترکیبات آروماتیک، هیدروکربن‌های هالوژنه، کتون‌ها، استرها، الکل‌ها (بالای 25٪) و اسیدها (بالای 25٪) مقاوم نمی‌باشد؛ این مواد موجب خوردگی تانک خواهند شد. از این رو توصیه می‌شود از آنها جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده نشود.
- ❖ قبل از استفاده و به صورت ماهانه، دستگاه را در محل‌های به هم اتصال یافته جهت هرگونه نشستی چک نمایید. برای این کار دستگاه را در یک ورقه کاغذی پیچانده و سپس با آب مقطر تا محل حداکثر ظرفیت پر نمایید. هرگونه نشستی بر روی کاغذ قابل مشاهده خواهد بود. در صورت وجود هرگونه نشستی، سعی در تعمیر نمودن آن ننمایید و در اسرع وقت دنا-ژن تجهیز را مطلع نمایید.

❖ محل الکترودهای پلاتینی معمولا جهت محافظت به طور نسبی پوشیده شده‌اند. در هنگام تمیز نمودن تانک از برآش‌های تمیزکننده در ناحیه الکترود استفاده ننمایید. معمولا کر دادن با آب مقطر کافی می‌باشد.

## مشخصات فنی

مشخصات فنی وسترن بلاتینگ		
WD 15x15	WD 10x10	مدل
2 ژل با ابعاد 15x15 سانتیمتر	2 ژل با ابعاد 10x10 سانتیمتر	تعداد ژل
2000 ml	1000 ml	میزان بافر
30 V/ 100 mA overnight	30 V/ 100 mA overnight	تنظیمات پاور برای حالت روتین
45 °C	45 °C	حداکثر دما
Up to 80 %	Up to 80 %	حداکثر رطوبت
دارد	دارد	سیستم سیرکولاسیون

شکل 1. مشخصات فنی انواع مدل دستگاه وسترن بلات


## ویژگی‌های دستگاه

دستگاه وسترن بلات ساخت دناژن تجهیز با مطالعه دقیق بهترین مدل‌های خارجی و نیز استفاده از تکنولوژی روز دنیا طراحی و تولید شده است.

با توجه به اشراف کامل شرکت در طراحی و تولید انواع مدل‌های مختلف، سفارشات اختصاصی نیز پذیرفته می‌شود.

## تکنیک بلاتینگ


در این تکنیک باندهای پروتئینی از ژل به غشایی مانده نیتروسلولوز که قابلیت اتصال و تثبیت پروتئین‌ها را دارد، منتقل می‌شوند. در عمل بلاتینگ مولکول‌های پروتئین از زمینه ژل خارج می‌شوند و در سطح غشا در همان موقعیت قرار می‌گیرند. از این رو به سادگی و با مقدار کمتری از مواد می‌توان به مطالعه آنها پرداخت، یا آنها را جدا نمود و مورد استفاده قرار داد. به منظور تشخیص پروتئین‌ها یا آنزیم‌های منتقل شده به غشا می‌توان از لیگاندهای اختصاصی یا سوبستراهای مربوطه استفاده کرد. آنتی‌بادی‌ها از متداول‌ترین موادی هستند که برای تشخیص اختصاصی پروتئین‌ها در غشا بکار می‌روند. از همین رو چنین روش‌هایی به ایمونوبلاتینگ معروفند.



شکل 2. مراحل کامل شناسایی پروتئین با استفاده از تکنیک بلاتینگ

### روش‌های انتقال پروتئین

در اغلب موارد انتقال پروتئین از ژل به غشا با کمک نیروی الکتریکی صورت می‌گیرد. این نوع انتقال به انتقال الکتروفوری معروف است. انتقال الکتروفوری به دو صورت انجام می‌شود: انتقال در تانک که به انتقال تر<sup>1</sup> معروف است و انتقال به روش نیمه خشک<sup>2</sup>.



شکل 3. روش‌های اصلی انتقال پروتئین از ژل به کاغذ

البته می‌توان به طریق انتشار با خاصیت موینگی یا پمپ خلا نیز پروتئین‌ها را انتقال داد.

<sup>1</sup> Wet transfer


<sup>2</sup> Semi-dry transfer

## غشاهای مورد استفاده در بلاتینگ

در عمل بلاتینگ معمولاً از غشاهای نیتروسولوزی و یا پلی وینیلیدن دی‌فلورید (PVDF) استفاده می‌کنند. این دو غشا ظرفیت خوبی در اتصال به پروتئین‌ها دارند. نیتروسولوز ارزان‌تر است ولی ظرفیت مکانیکی کمی دارد و شکننده می‌باشد. اندازه منافذ نیتروسولوز بین 0/05 تا 0/45 میکرون متغیر می‌باشند. هرچه اندازه منافذ یک غشا کوچک‌تر باشد سطح مخصوص و ظرفیت اتصال آن بیشتر خواهد بود. دی آزو بنزیدل اکسی متیل (DBM)، دی آزو فنیل تیواتر (DPT) و نایلون از دیگر غشاهایی هستند که در موارد خاصی از عمل بلاتینگ بکار می‌روند. غشاهای نایلونی از ظرفیت و توان مکانیکی بالایی برخوردارند، اما برخلاف سایر غشاها بار مثبت دارند. از این رو اغلب رنگ‌های آنیونی که برای پروتئین مورد استفاده قرار می‌گیرند، به آنها متصل می‌شوند. در مواردی که جداسازی پروتئین خاصی از غشا مورد نظر باشد، استفاده از غشاهای تعویض یون برای بلاتینگ مناسب می‌باشد. برای این کار قسمتی از غشا که حاوی پروتئین مورد نظر است، جدا می‌شود. سپس با قرار دادن قسمت جدا شده در بافر با PH یا قدرت یونی متفاوت، پروتئین آزاد می‌شود.

## روش انتقال در تانک

روش انتقال در تانک شکل پایه‌ای انتقال به کمک الکتروفورز می‌باشد. بدین لحاظ غالباً این روش را معادل الکتروبلاتینگ می‌دانند. تصویر کلی این روش در شکل زیر آمده است.



شکل 4. شماتیک کلی روش انتقال در تانک وسترن بلات. کاست ژل و غشا را کنار هم نگه می‌دارد. کاغذهای صافی و پدهای آنها در دو طرف ژل به صورت کامل با ژل تماس دارند. نهایتاً کاست ژل به صورت عمودی در تانک قرار می‌گیرد.

معمولاً انتقال در تانک در بافر تریس-گلیسین انجام می‌گیرد. این بافر برای جداسازی انواعی از پروتئین‌ها که به روش SDS-PAGE جدا شده‌اند مناسب است. وجود متانول در این بافر برای جلوگیری از تورم ژل، جداسازی SDS از پروتئین‌ها و

بالا بردن ظرفیت اتصال به غشا است. اما، متانول بخصوص در غلظت‌های بالا از عوامل بازدارنده انتقال پروتئین‌ها محسوب می‌شود. در بعضی موارد به منظور افزایش حلالیت پروتئین‌ها مقداری دترجنت (به عنوان مثال SDS با غلظت 0/02 درصد) به این بافر می‌افزایند. به هر حال باید توجه داشت که دترجنت‌ها به خصوص در غلظت‌های بالا از اتصال پروتئین‌ها به غشا جلوگیری می‌نمایند.

## مواد لازم جهت انجام تکنیک ایمونوبلات

- 1- غشای نیتروسولولز با اندازه منافذ 0/45 میکرومتر یا غشای ایموبیلون (PVDF)
- 2- بافر انتقال حاوی تریس 25 میلی‌مولار، گلیسین 192 میلی‌مولار و متانول 15 درصد. برای تهیه آن 6 گرم تریس با 28/8 گرم گلیسین را در حدود یک لیتر آب مقطر حل کنید. سپس 200 میلی‌لیتر متانول اضافه کنید، حجم نهایی را با آب مقطر به 2 لیتر برسانید (PH این محلول حدود 8/3 است و نیازی به تنظیم ندارد). بافر را در یخچال قرار دهید تا قبل از استفاده خنک گردد، چون حل شدن متانول در آب گرم‌زا است.
- 3- کاغذ واتمن یا کاغذ الکتروفورز

## روش آزمایش

- 1- مقداری از بافر تانک را در یک ظرف پلاستیکی یا شیشه‌ای تمیز بریزید. ژل را پس از بریدن بخش متراکم کننده آن حداقل 10 دقیقه در بافر قرار دهید.
- 2- با کمک پنس و قیچی تمیز، یک ورقه از غشا به اندازه ژل ببرید. از تماس دست بدون دستکش با غشا خودداری کنید. غشا را با آب مقطر (برای غشای نیتروسولولز) یا متانول (برای غشای PVDF) خیس کنید و در ظرف حاوی بافر انتقال دهید. چندین لایه کاغذ صافی متناسب با ابعاد ژل تهیه و همراه اسفنج‌ها در بافر خیس کنید. سپس مطابق شکل زیر اجزای گفته شده را روی هم قرار دهید. این مجموعه از پایین به بالا شامل اسفنج، چند لایه کاغذ صافی، ژل، غشا، چند لایه کاغذ صافی و لایه اسفنج می‌باشد. بعد از گذاشتن هر لایه، حباب‌های هوای احتمالی را با یک میله شیشه‌ای یا لوله آزمایش از حد فاصل لایه‌ها خارج کنید.



شکل 5. انتقال به روش تر

- 3- مجموعه بلات را در قاب پلاستیکی مربوطه محکم کنید و در تانک بلات که تا ارتفاع مناسب با بافر پر شده است، قرار دهید. سپس به مدت 1-4 ساعت در شدت جریان 200-400 میلی‌آمپر الکتروفورز نمایید.



## انتخاب بافر در الکتروبلات

انتخاب بافر و استفاده از متانول در بافر بستگی به نوع پروتئین‌های مورد مطالعه، شرایط ژل، نوع الکتروفورز و نوع غشا دارد. همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، بافر تریس-گلیسین برای انتقال اغلب پروتئین‌ها مناسب می‌باشد. پروتئین‌ها در این بافر معمولاً بار منفی دارند و به طرف آند حرکت می‌کنند. اتصال SDS به پروتئین‌ها (برای مثال در SDS-PAGE) نیز به تشدید بار منفی و حرکت آنها کمک می‌کند. با این حال در بعضی موارد تغییر شرایط بافر تریس-گلیسین یا انتخاب بافر دیگر می‌تواند انتقال را تسهیل نماید. به عنوان مثال، تجربه نشان می‌دهد که با حذف متانول در بافر تریس-گلیسین انتقال گلیکوپروتئین‌های بزرگ به راحتی صورت می‌گیرد. متانول با زدودن SDS از پروتئین‌ها و جمع کردن ژل باعث کاهش انتقال این مولکول‌ها می‌شود. SDS یک دترجنت آنیونی است و در انتقال پروتئین‌ها (خصوصاً پروتئین‌های با بار خالص مثبت) تاثیرگذار می‌باشد. بنابراین در صورت نیاز، علاوه بر حذف متانول، می‌توان درصد بسیار کمی از آن را وارد بافر کرد.

انتقال در بافر  $50 \text{ CAPS}^3$  میلی مولار سریعتر صورت می‌گیرد و با تولید گرمای کمتری همراه است. بدین لحاظ در صورت لزوم می‌توان از این بافر به جای تریس-گلیسین استفاده کرد. در حالتی که بلاتینگ به هدف تعیین توالی اسیدهای آمینه در پروتئین‌ها صورت می‌گیرد، بافر CAPS مناسب‌تر است؛ زیرا حضور گلیسین در بافر موجب اختلال در تعیین توالی پروتئین‌ها می‌شود.

بافر بورات سدیم 10 میلی مولار با  $\text{PH}=9.2$  برای انتقال گلیکوپروتئین‌ها، پلی ساکاریدها و لیپوپلی ساکاریدها توصیه می‌شود. در این بافر، بورات به واحدهای قندی مواد فوق متصل می‌شود و به آنها بار منفی می‌دهد.

پروتئین‌های بازی که در شرایط اسیدی الکتروفورز می‌شوند، یا پروتئین‌هایی که با تکنیک ایزوالکتروفوکوسینگ جدا می‌شوند، را می‌توان در محلول اسیداستیک 0/7 درصد به غشا انتقال داد. در این شرایط پروتئین‌ها بار مثبت دارند و به طرف قطب منفی حرکت می‌کنند.

## رنگ آمیزی عمومی پروتئین‌ها در غشا

نوع غشا	حساسیت (میکروگرم در باند)	ماده رنگ آمیزی
نیتروسلولوز، PVDF	$>1/5$	فاست گرین FG
نیتروسلولوز، PVDF	$>1/5$	پانسو-اس
PVDF	$1/5$	کوماسی آبی R-250
نیتروسلولوز، PVDF	$1/5$	آمیدوبلک 10B
نیتروسلولوز، PVDF	$0/1$	جوهر هندی
نیتروسلولوز، PVDF و نایلون	$0/03$	آهن کلونیدی
نیتروسلولوز، PVDF و نایلون	$0/03$	بیوتین و آویدین-پراکسیداز
نیتروسلولوز، PVDF	$0/004$	طلای کلونیدی

شکل 6. موادی که برای رنگ آمیزی عمومی پروتئین‌ها در غشا بکار می‌روند.

<sup>3</sup> Cyclohexylamine) -1-propane sulfonic acid

بعد از بلائینگ پروتئین‌ها لازم است اطلاعاتی در مورد کیفیت و کمیت باندهای انتقال یافته بدست‌آید، یا پروتئین خاصی به هدف مطالعات بعدی (مثلا تعیین توالی) مشخص گردد.

برای این کار می‌توان غشای نیتروسلولوز یا PVDF را با مواد مختلف رنگ‌آمیزی نمود. رنگ‌آمیزی پروتئین‌ها بسته به هدف آزمایش ممکن است به صورت قابل برگشت و یا غیر قابل برگشت باشد. پانسو-اس، جوهر هندی، آمیدوبلک و کوماسی آبی از مواد متداول برای رنگ‌آمیزی عمومی پروتئین‌ها در غشا هستند. رنگ‌آمیزی ژل نیز کامل یا ناقص بودن انتقال پروتئین‌ها را نشان می‌دهد. باندهای پروتئین در ژل و غشا دقیقا هم موقعیت نمی‌باشند، زیرا ژل در طی متعادل‌سازی در محلول انتقال به دلیل وجود متانول، مقداری کوچک می‌شود.

### رنگ آمیزی قابل برگشت با پانسو-اس

محلول رنگ‌آمیزی شامل پانسو-اس 0/1 درصد وزنی- حجمی در اسید استیک 5 درصد حجمی- حجمی است. محلول آماده آن نیز توسط شرکت‌های مختلفی عرضه می‌شود. برای رنگ‌آمیزی غشا را به مدت 5-10 دقیقه در مقدار کافی محلول رنگ قرار دهید. سپس با آب مقطر بشویید تا زمینه غشا بی‌رنگ گردد.

باندهای پروتئینی بعد از رنگ‌آمیزی به رنگ قرمز در می‌آیند. اگر شستشو با آب ادامه یابد، باندها نیز بی‌رنگ می‌گردند. رنگ‌آمیزی با پانسو-اس دخالتی در تشخیص باندها به روش اختصاصی (مثلا ایمونوبلائینگ) یا در تعیین توالی اسید آمینه‌ها ندارد. حساسیت این روش نسبتا پایین می‌باشد.

### رنگ آمیزی قابل برگشت با آمیدوبلک

محلول رنگ‌آمیزی شامل آمیدوبلک با غلظت 0/01 درصد وزنی- حجمی در آب مقطر می‌باشد. برای رنگ‌آمیزی، غشا را 20-30 دقیقه در مقدار کافی محلول رنگ قرار دهید. سپس با آب بشویید تا زمینه غشا بی‌رنگ گردد. رنگ باندهای پروتئینی به تدریج ضعیف و بالاخره ناپدید می‌شود.

### رنگ آمیزی غیر قابل بازگشت با کوماسی بلو

محلول رنگ‌آمیزی شامل کوماسی بلو R-250 با غلظت 0/1 درصد وزنی حجمی در محلول اسید استیک 7 درصد حجمی- حجمی و متانول 50 درصد حجمی- حجمی در آب مقطر است.

محلول رنگ بر شامل اسیداستیک 7 درصد و متانول 50 درصد در آب مقطر است. رنگ‌آمیزی ژل با کوماسی بلو نیز با همین محلول‌ها صورت می‌گیرد.

غشا را 15 دقیقه در مقدار کافی محلول رنگ قرار دهید. محلول رنگ را تخلیه کرده، غشا را در محلول رنگ بر بشویید تا زمینه آبی آن بی‌رنگ گردد. سپس غشا را در آب مقطر بشویید.

کوماسی بلو برای رنگ‌آمیزی پروتئین‌ها در PVDF مناسب است. این نوع رنگ را برای رنگ‌آمیزی نیتروسلولوز بکار نبرید. زیرا زمینه آن شدیداً رنگی می‌شود.

## رنگ آمیزی غیر قابل برگشت با آمیدوبلک

محلول رنگ آمیزی شامل آمیدوبلک آمیدوبلک 0/5 درصد وزنی حجمی، اسید استیک 5 درصد حجمی-حجمی و متانول 50 درصد حجمی-حجمی در آب مقطر است.

محلول رنگ بر شامل اسید استیک 5 درصد و متانول 50 درصد در آب مقطر است.

غشا را 5 دقیقه در محلول رنگ بر قرار دهید. محلول رنگ آمیزی را تخلیه کنید و غشا را با محلول رنگ بر بشویید تا زمینه آبی رنگ شود.

## رنگ آمیزی مارکرهای پروتئینی

تعیین برخی از خصوصیات پروتئین ها همچون اندازه یا نقطه ایزوالکتریک (PI) با استفاده از مارکرهای پروتئینی صورت می گیرد. برای تشخیص مارکرها در غشا می توان از روش های زیر کمک بگیرید.

1- قسمت مربوط به مارکرها را از بقیه غشا جدا نمایید و با یکی از روش های غیر قابل برگشت که در صفحات قبل به آنها اشاره شد، رنگ آمیزی نمایید (PVDF را با کوماسی و نیتروسولوز را با آمیدوبلک رنگ کنید)؛ سپس این بخش از غشا را خشک نمایید و در کنار بقیه نتایج قرار دهید.

2- بسته به نوع برند موقعیت مارکرها و تعداد باندشان متفاوت است.

3- می توان شکل بیوتینه شده مارکرها را تهیه کرد و یا مارکرها را در آزمایشگاه به بیوتین متصل نمود. تحت چنین شرایطی با در اختیار داشتن کونژوگه آویدین-پراکسیداز یا آویدین و کونژوگه آنتی آویدین-پراکسیداز می توان موقعیت مارکرها را مشخص نمود.

4- آلبومین مرغی و آلبومین گاوی از پروتئین هایی هستند که در بسیاری از انواع مارکرها وجود دارند. با در اختیار داشتن آنتی بادی ضد این دو پروتئین به صورت کونژوگه با آنزیم (یا آنتی بادی ضد آنها و آنتی بادی ثانویه کونژوگه) می توان موقعیت آنها را در غشا تعیین ساخت. این روش زمانی قابل اجرا است که از این پروتئین ها به عنوان ماده مسدودکننده در غشا استفاده نشود.

## تشخیص اختصاصی پروتئین ها در غشا

تشخیص یا رنگ آمیزی اختصاصی باندهای پروتئینی در غشا، بر پایه واکنش آنها با لیگاندهای اختصاصی صورت می گیرد. برای انجام این کار مولکول های لیگاند را به طور مستقیم (اولیه) و یا غیرمستقیم (ثانویه) با مواد رادیواکتیو، فلورسانس، مواد رنگی یا آنزیم ها نشان دار می کنند و با کمک آنها به تشخیص اختصاصی پروتئین ها می پردازند. آنتی بادی ها از پر استفاده ترین لیگاندهای اختصاصی هستند که به اهداف مختلف تشخیص اختصاصی پروتئین ها می پردازند. اساس روش ایمونوبلاتینگ که اهمیت آن بر محققین علوم زیستی آشکار است، موید چنین ادعایی است.

## تکنیک وسترن بلاتینگ

این روش که به ایمونوبلات نیز معروف است بر پایه واکنش اولیه آنتی بادی-آنتی ژن می باشد. در این روش پس از بلاتینگ پروتئین ها، ابتدا مناطق آزاد غشا مسدود می شود (مرحله بلوکه کردن). سپس شرایط واکنش آنتی بادی (برای مثال

سرم بیمار) با باند‌های پروتئینی فراهم می‌گردد و به دنبال آن، با استفاده از ماکرومولکول‌های نشان‌دار (برای مثال آنتی‌بادی ضد ایمونوگلوبولین انسان که به آنزیم متصل است) نتیجه واکنش اولیه معلوم می‌گردد. امروزه وسترن‌بلاتینگ را به طور گسترده در تشخیص طبی و تحقیقات بکار می‌برند. اگرچه انجام این روش تابع یک سری اصول کلی است، با این حال شرایط و جزئیات آن وابسته به هدف آزمایش است.

## مرحله مسدودسازی


غشاهای مورد استفاده در بلاتینگ ظرفیت زیادی برای گرفتن پروتئین‌ها دارند (برای مثال 100 میکروگرم در هر سانتی‌متر مربع از غشای نیتروسولوز) دارند. این خصوصیت اگرچه در جای خود بسیار مطلوب است ولی با اتصال غیر اختصاصی پروتئین‌های نشان‌دار در مراحل بعدی آزمایش به بروز اختلال در تشخیص منجر می‌شود. از این رو باید مناطق آزاد غشا قبل از مراحل تشخیص مسدود گردد. بهترین راه مسدود کردن این مناطق آزاد استفاده از پروتئین‌هایی است که خود با مواد نشان‌دار (مثل آنتی‌بادی) واکنش نمی‌دهد. کم هزینه بودن و سهولت تهیه از معیارهای اصلی انتخاب پروتئین مسدود کننده است. در جدول زیر نام و غلظت کاری تعدادی از پروتئین‌های مسدودکننده آمده است. دترجنت‌ها نیز می‌توانند از اتصال پروتئین‌ها به غشا جلوگیری کنند. توین-20 معمول‌ترین دترجنت مورد استفاده در این کار است. باید این نکته را توجه کرد که توین-20 در غلظت‌های بالا (بیش از نیم درصد) در پاره‌ای موارد از اتصال لیگاند به پروتئین نیز جلوگیری می‌کند.

ماده مسدود کننده	توضیحات
آلبومین سرم گاو	در غلظت 2-5 درصد در بافر (معمولا PBS) برای 1-2 ساعت بکار می‌رود. برای مسدود کردن ناپیلون غلظت 10 درصد آن به مدت 12-16 ساعت لازم است.
شیر خشک بدون چربی	در غلظت 3 درصد بکار می‌رود. بسیار ارزان است. بدلیل محتوای قندی زیاد از اتصال لکتین‌ها یا آنتی‌بادی‌های ضد کربوهیدرات (به عنوان مولکول‌های نشان دار) جلوگیری می‌نماید
آلبومین مرغ	در غلظت 1 درصد بکار می‌رود.
ژلاتین	در غلظت 0/3-3 درصد بکار می‌رود. ژلاتین ماهی خصوصیات مناسب‌تری نسبت به ژلاتین پستانداران به عنوان ماده مسدودکننده دارد.
دترجنت (توین-20)	غلظت بین 0/05-0/1 درصد آن کافی است. راحت و کم هزینه است. از واکنش‌های غیراختصاصی بین پروتئین‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

شکل 7. انواع مسدودکننده مورد استفاده در بلاتینگ

## تشخیص با آنتی‌بادی

پس از بلاتینگ پروتئین‌ها و بلوکه کردن غشا، مرحله تشخیص اختصاصی را می‌توان انجام داد. همان‌گونه که قبلاً نیز گفته شد ایمونوبلاتینگ در بسیاری از موارد به هدف تشخیص طبی است. در این موارد باندهای انتقال یافته شامل همه یا بخشی از پروتئین‌های پیکره میکروب (باکتری، ویروس یا قارچ) است که وجود یا عدم وجود آنتی‌بادی ضد سرم آنها در سرم انسان یا حیوان بررسی می‌گردد. شناسایی با استفاده از آنتی‌بادی‌ها مانند تکنیک الایزا به دو روش صورت می‌گیرد: مستقیم و غیر مستقیم. در تکنیک مستقیم آنتی‌بادی اولیه که جهت تشخیص آنتی‌ژن مورد استفاده قرار می‌گیرد، با استفاده از یک آنزیم و یا رنگ فلوروسنت نشان‌دار شده است. اما در تکنیک غیرمستقیم، ابتدا یک آنتی‌بادی اولیه به منظور اتصال به آنتی-ژن افزوده می‌شود. سپس آنتی‌بادی ثانویه که به صورت نشان‌دار شده است، افزوده می‌شود. مولکول بیوتین جهت اتصال استفاده می‌شود و پروب‌های فلوروسنتی مانند فلوروسئین و یا رودآمین و کانژوگه‌های آنزیمی مانند HRP یا آلکالین فسفاتاز برای شناسایی و تولید سیگنال مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکل زیر اصول کلی این دو نوع تکنیک ایمونوبلاتینگ را نشان می‌دهد.



شکل 8. روش‌های مختلف شناسایی با استفاده از آنتی‌بادی. در قسمت A به صورت مستقیم پروتئین هدف تشخیص داده می‌شود. در قسمت B به صورت غیر مستقیم مولکول هدف شناسایی می‌شود.

### مواد

- 1- بافر تریس نمکی با PH 7.5 (TBS). این بافر شامل تریس 20 میلی‌مولار و کلریدسدیم 0/15 مولار است.
- 2- بافر تریس نمکی حاوی توین 0/05 درصد (TBS-T). به هر لیتر از بافر تریس نمکی 0/5 میلی‌لیتر توین - 20 اضافه شود.
- 3- آنتی‌بادی اولیه (سرم بیمار یا حیوان ایمن شده). در صورت لزوم با TBS-T رقیق می‌گردد.
- 4- آنتی‌بادی ثانویه. این آنتی‌بادی ضد بخش ثابت آنتی‌بادی اول است و با آنزیم (پراکسیداز) کانژوگه شده است. رقت مورد نیاز از این آنتی‌بادی در TBS-T تهیه می‌شود.
- 5- محلول سوبسترای آنزیم پراکسیداز شامل دی آمینو بنزیدین 0/5 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و پراکسید هیدروژن 0/1 درصد در TBS است.


## روش آزمایش

1- پس از مرحله مسدودسازی، غشا را 3 بار، هر بار 5 دقیقه در TBS-T بشویید. سپس 1-2 ساعت در آنتی‌بادی اول قرار دهید.

2- غشا را 4 بار هر بار 5 دقیقه در TBS-T بشویید. سپس 1-2 ساعت در آنتی‌بادی ثانویه (آنتی بادی کانژوگه با پراکسیداز) قرار دهید.

3- غشا را 4 بار هر بار 5 دقیقه در TBS-T بشویید. سپس آن را در معرض مقدار کافی از محلول سوبسترا قرار دهید. ظهور باندها معمولاً 5-15 دقیقه طول می‌کشد. پس از ظهور باندها غشا را در آب مقطر زیاد بشویید. غشا را خشک کرده، در محل تاریک قرار دهید.

توجه شود که دی‌آمینوبنزیدین یک ماده بسیار سمی است. از تماس با آن خودداری کنید و در استفاده از آن دقت نمایید.



شکل 9. مراحل کلی فرایند وسترن بلات

## نکات مهم تکنیک وسترن بلات

1- اگر می‌خواهید تعداد زیادی از نمونه‌های سرم را بررسی کنید. برای صرفه‌جویی در زمان و مواد می‌توانید غشای نیتروسولوز یا PVDF را به صورت نوارهای طولی به عرض 0/5 سانتیمتر ببرید و هر نواری را برای بررسی یک نمونه سرم در لوله آزمایش جداگانه‌ای قرار دهید. برای انجام چنین کاری باید در هنگام الکتروفورز، نمونه‌گذاری در تمام عرض ژل متراکم-کننده صورت گیرد. بدان معنی که ژل متراکم‌کننده بدون قرار دادن شانه منعقد می‌شود و در سرتاسر سطح آن نمونه‌گذاری صورت می‌گیرد. نتیجه الکتروفورز در چنین حالتی وجود باندهای پیوسته پروتئین در تمام عرض ژل می‌باشد.

- 2- تیترا آنتی‌بادی‌های کانژوگه به عواملی همچون خلوص آنتی‌بادی و آنزیم، روش کانژوگه نمودن و خالص‌سازی و غلظت کانژوگه بستگی دارد. آنتی‌بادی کانژوگه را معمولا 1000-10000 بار رقیق می‌کنند و مورد استفاده قرار می‌دهند. رقت مناسب رقتی است که کنترل مثبت را به وضوح مشخص می‌سازد و حداقل واکنش با زمینه غشا داشته باشد.
- 3- پراکسیداز پر استفاده‌ترین آنزیم در تهیه کانژوگه آنزیمی است. آلکالین فسفاتاز، گلوکز اکسیداز، اوره آز و پنیسیلیناز از دیگر آنزیم‌هایی هستند که با این هدف بکار می‌روند.

### مشکلات احتمالی تکنیک وسترن بلات و راه حل

#### مشکل: انتقال ضعیف پروتئین‌ها در بلاتینگ

دلیل: بالا بودن درصد ژل در الکتروفورز

راه‌حل: الکتروفورز در ژل نازک تر صورت گیرد.

دلیل: احتباس حباب‌های هوا در حد فاصل ژل و غشا

راه‌حل: اجزای بلات کاملا در بافر انتقال به تعادل برسند. بعد از افزودن هر لایه از مجموعه بلات حباب‌های هوا با لوله آزمایش (به عنوان وردنه) خارج گردد.

دلیل: کم بودن زمان انتقال

راه‌حل: انتقال در ولتاژ پایین‌تر در طول شب انجام گیرد.

دلیل: بالا بودن درصد متانول در بافر انتقال

راه‌حل: درصد متانول را به 5-10 درصد کاهش دهید.

دلیل: بالا بودن غلظت دترجنت‌ها (مثلا SDS)

راه‌حل: غلظت SDS در بافر انتقال را کاهش دهید.

دلیل: کاهش دانسیته بار منفی در پروتئین‌ها

راه‌حل: بافر با PH بالاتر انتخاب گردد. مقدار کمی SDS نیز به آن اضافه گردد.

دلیل: ضعیف بودن قابلیت اتصال غشا

راه‌حل: از غشای تعویض‌کننده یون یا غشای نایلون استفاده شود.

#### مشکل: رنگی شدن زمینه غشا در وسترن بلات

دلیل: عدم وجود توین -20 در بافرهای رقیق‌کننده و شوینده

راه‌حل: توین-20 در غلظت 0/05-0/1 درصد به بافر اضافه گردد.

دلیل: مسدودسازی ناقص (غلظت کم ماده مسدودکننده و یا زمان مسدودسازی)

راه‌حل: درصد ماده مسدودکننده و یا زمان مسدودسازی افزایش یابد.

دلیل: نامناسب بودن پروتئین مسدودکننده (دارای ناخالصی‌های آنزیمی یا واکسن با آنتی‌بادی‌ها)

راه‌حل: نوع پروتئین مسدودکننده تغییر یابد یا از دترجنت‌ها استفاده شود.

دلیل: بالا بودن غلظت اولیه آنتی‌بادی اولیه و یا ثانویه (کانژوگه)

راه‌حل: آنتی‌بادی‌ها در رقت‌های بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دلیل: ناخالص بودن آنتی‌بادی‌ها و یا خراب شده کانژوگه‌ها


راه‌حل: از انواع خالص‌تر آنتی‌بادی استفاده شود. کانژوگه تازه تهیه گردد.

دلیل: ناکافی بودن مراحل شستشو و یا طولانی نشدن مدت انکوباسیون غشا در سوبسترای آنزیم

راه‌حل: مراحل شستشو و بطور کامل و به دقت صورت گیرد. مرحله انکوباسیون غشا در سوبسترای آنزیم به مدت 5-20 دقیقه کافی است.

مشکل: لکه‌ها یا نواحی سفید در بلاتینگ ممکن است در اثر گیرافتادن حباب و یا نواحی خیس نشده غشا باشند که

پروتئین به آنها متصل نخواهد شد. هر دو مورد را می‌توان با دقت رفع نمود.



شکل 10. لکه‌های سفید در بلاتینگ

دلیل: سر هم نمودن ناصحیح ساندویچ وسترن و یا گیر افتادن حباب هوا در آن



**مشکل:** وجود زمینه بسیار تاریک در بلات

**دلیل:** بلاک شدن ناقص غشا

**راه حل:**

- افزودن غلظت مسدودکننده
- افزودن مدت زمان مرحله مسدودکردن
- افزایش دمای مرحله مسدودکردن
- استفاده از ماده مسدودکننده دیگر

**مشکل:** آلودگی محلول مسدودکننده

**راه حل:**

- استفاده از یک پروتئین خالص مانند BSA یا کازئین به عنوان بلاک کننده
- از بافرهای بلاک کننده استفاده نکنید.

**مشکل:** انکوباسیون با سوپسترا به مدت طولانی

**راه حل:**

- مدت زمان انکوباسیون با سوپسترای تشخیصی کم شود.
- در صورتی که از ماده رنگ دار استفاده می شود، هنگامی که سطح نويز به سیگنال قابل قبول است بلات را از محلول سوپسترا بیرون آورده و در آب دیونیزه قرار دهید.

**مشکل:** مقدار آنتی بادی زیاد است

**راه حل:**

- غلظت آنتی بادی اولیه و یا ثانویه را کاهش و یا تعدیل نمایید.
- از یک تست آزمایشی دات بلات استفاده نمایید تا غلظت های آنتی بادی بهینه گردد.
- مدت زمان انکوباسیون را کم نمایید.

**مشکلات مخصوص تانک بلاتینگ**

**مشکل:** پروتئین بیش از اندازه بارگیری شده است.

**راه حل ها:**

- مقدار پروتئین بر روی ژل را کاهش دهید.
- غلظت SDS در بافر انتقالی را کاهش دهید.
- یک غشای دیگر اضافه کنید تا پروتئین اضافی به آن متصل گردد.

**مشکل:** اتصال آنتی بادی به پروتئین ها در بافر مسدودکننده

راه حل:

- استفاده از مواد مسدودکننده دیگر، مثلاً: آلبومین، ژلاتین، BSA، کازئین و شیر خشک بدون چربی
- در هنگام استفاده از سیستم بیوتین-آویدین از شیر به منظور بلاک نمودن غشاها استفاده نکنید. زیرا شیر حاوی بیوتین می باشد.

مشکل: زمان ناکافی بین گام های انکوباسیون

- افزایش مدت زمان و تعداد گام های شستشو (حداقل 5x5 دقیقه)
- از مقادیر بیشتر بافر شستشو استفاده کنید.

مشکل: خشک شدن غشا در زمان گام های انکوباسیون بلاتینگ

راه حل:

- مطمئن شوید غشا کاملاً در هنگام شروع فرایند خیس شده است و نیز مطمئن شوید که بلات در هر مرحله خشک نمی شود.
- مطمئن شوید که غشا در زمان انکوباسیون و شستشو با بافرها کاملاً غوطه ور است.

مشکل: از بین رفتن فعالیت آنتی بادی در اثر نگهداری بلند مدت

راه حل:

- استفاده از آنتی بادی تازه که در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری شده است.
- در صورتی که قرار است برای مدت زمان خیلی طولانی از آنتی بادی استفاده شود، بهتر است که آن را در دمای 80- درجه سانتیگراد نگهداری کرد و آن را به بچهای خیلی کمی تقسیم نمود.
- از سیکل های فریز-دفریز آنتی بادی خودداری شود.

مشکل: دمای انکوباسیون خیلی بالا


راه حل: استفاده از دمای انکوباسیون پایین تر

در صورتی که کاغذ PVDF دارای پس زمینه بیشتری نسبت به نیتروسلولوز است، از نیتروسلولوز استفاده کنید.

مشکل: در صورتی که بافر آلوده است

- از بافر تازه استفاده کنید .
- همه بافرها را قبل از استفاده با فیلتر 0.2 میکرومتری فیلتر نمایید.

مشکل: پس زمینه لکه لکه




شکل 11. پس زمينه لکه لکه

**راه حل:** این مشکل می تواند ناشی از غشای خشک و یا شست شوی ناکافی باشد. هر دو مساله به راحتی قابل حل هستند اگر بلات را كاملا و در تمام مدت غوطه ور نگه داشت. باید در جابجایی دقت بیشتری شود تا از چنین آلودگی در آزمایشگاهها جلوگیری شود.


### مشکل: نقاط ناهموار بر روی بلات و یا پس زمينه خالدار

**علت:** پس زمينه خالدار و لکه ای می تواند به دلیل اتصال یک جسم خارجی به غشا، تجمع آنتی بادی، اسکنر کثیف و یا سطوح کثیف کاست های و سترن بلات باشد.



شکل 12. نقاط ناهموار بر روی بلات

### مشکل: انتقال کاست های ژل بر روی بلات



شکل 13. انتقال شکل کاستها بر روی بلات

## علت:

- استفاده از پدهای فیبری باریک و یا آلوده
- مقادیر اضافی از پروتئین بر روی ژل بارگیری شدند و یا SDS خیلی زیادی در بافر Loading استفاده شده است.
- بافر انتقال آلوده است.